

**EyeMag Light**  
**Légère, mobile et lumineuse.**



## EyeMag® Light

### Illumination excellente du champ de vision.

Lumineuse et mobile, la source de lumière LED EyeMag Light illumine le champ de vision de façon optimale et assure ainsi un haut contraste et une restitution parfaite des détails.

Grâce à son emploi simple, son faible poids et son régulateur thermique intégré, elle offre un confort maximal, même lors d'interventions de longue durée. Ce système d'éclairage mobile constitue le complément idéal aux loupes binoculaires EyeMag Smart, Pro S et Pro F de Carl Zeiss.



La source de lumière EyeMag® Light pour loupes et ses accessoires sont conformes aux normes :

- DIN EN ISO 9001 ■ DIN EN ISO 13485 ■ DIN EN 60825-1
- LED de classe 2 

EyeMag est une marque déposée de Carl Zeiss

#### Carl Zeiss Surgical GmbH

Une entreprise de Carl Zeiss Meditec AG  
73446 Oberkochen  
Allemagne  
Télécopieur : +49 (0) 73 64 20-48 23  
Courriel : surgical@meditec.zeiss.com  
www.meditec.zeiss.com/loupes  
www.meditec.zeiss.com/contacts



#### Eclairage excellent et confort d'utilisation

##### Eclairage excellent – pour des images brillantes

- Champ très lumineux grâce à la source LED de haute intensité
- Répartition lumineuse excellente sans dégradé
- Conception et dimensions du champ lumineux parfaitement adaptées aux loupes serre-tête EyeMag
- Deux niveaux de luminosité sont réglables

##### Emploi simple – pour travailler en toute décontraction

- Adaptation simple à toutes les loupes EyeMag Smart, Pro S et Pro F
- Autonomie jusqu'à 8 heures
- Changement rapide des piles NiMH
- Faible poids pour un grand confort de port
- Emploi mobile, l'unité d'alimentation maniable étant dotée d'un clip de ceinture.

##### Une sécurité accrue –

##### pour plus de confort dans la routine médicale

- Homologuée comme produit médical
- Régulation thermique active pour un maniement agréable du boîtier de lampe
- Des voyants de contrôle LED indiquent l'état de fonctionnement
- Surface résistante aux désinfectants courants

#### Les produits EyeMag Light

- Eclairage LED EyeMag Light
- Adaptateur pour EyeMag Smart
- Adaptateur pour EyeMag Pro S et F

