

EyeMag Smart - loupes médicales
Une nouvelle vision des choses.



Loupe binoculaire à usage médical EyeMag® Smart

Repérer les moindres détails tout en gardant une vue d'ensemble.

Pour améliorer la qualité de votre travail, vous devez identifier clairement les moindres détails. La loupe binoculaire EyeMag Smart de Carl Zeiss vous offre une qualité optique optimale pour un grossissement de 2,5x. Ses composants optiques de haute qualité et ses multiples possibilités de réglage contribuent à une parfaite ergonomie de l'utilisateur pour un travail détendu. La loupe binoculaire EyeMag Smart : le confort de vision pour votre pratique quotidienne.



EyeMag Smart

Systemes optiques

Distance de travail (mm)	300	350	400	450	550
Distance de travail (pouces)	12	14	16	18	22
Grossissement	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x
Champ de vision (mm)	67	77	86	96	115

La loupe binoculaire EyeMag Smart selon Galilée et ses accessoires sont conformes aux normes :

- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485

EyeMag est le nom de la marque déposée par Carl Zeiss.

Optique de qualité et design haut de gamme

Voir avec précision ...

- Haute qualité optique et fidélité des couleurs – une image nette jusque sur les bords
- Excellente orientation spatiale grâce à une profondeur de champ élevée
- Grands champs de vision pour une bonne vue d'ensemble

Prêt pour examiner le patient en un clin d'œil ...

- Adaptation intuitive et rapide aux besoins individuels (écart interpupillaire, angle d'inclinaison)
- Fonction « Flip-up » pour garder le contact visuel avec le patient et ne rien perdre de vue
- Montage et démontage simple du système de loupe

Travailler en toute décontraction ...

- Réglages individuels permettant d'adopter une posture assise ergonomique
- Position de traitement optimale due à une gamme étendue de distances de travail.
- Grand confort de port grâce à une répartition équilibrée du poids

Gamme de produits

Loupe binoculaire EyeMag Smart (de type galiléen)

- Loupe binoculaire EyeMag Smart (support : monture en titane, disponible en trois tailles)
- Verres protecteurs d'objectif
- Garniture de protection stérilisable
- Microfibre spéciale optiques

Carl Zeiss Surgical GmbH

Une entreprise de Carl Zeiss Meditec AG
73446 Oberkochen
Fax : +49 (0) 73 64 20-48 23
Courriel : surgical@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.com/loupes
www.meditec.zeiss.com/contacts

