

Pour la gynécologie

Colposcope E



Sa vraie
grandeur
est dans
le détail.



Grandeur dans le détail, pas dans le prix - Colposcope E

Le colposcope E de Carl Zeiss est la preuve tangible qu'un instrument simple et pratique peut tout à fait avoir une vraie grandeur optique.

Il est aussi la preuve que le mot Economie n'est pas obligatoirement lié au manque de confort. Mais qu'il se rapporte plus précisément au prix Economique!

Parfaitement adapté aux besoins bien spécifiques des examens gynécologiques que vous pratiquez au quotidien, il existe avec différents équipements :


- pour bras de suspension ou pour statif au sol
- avec tube droit ou tube incliné
- avec un grossissement fixe ou un changeur de grossissement à 3 échelons
- laqué blanc ou laqué gris. Autres couleurs sur demande.

Spécifications techniques

Eclairage :	halogènes, 6V, 15W
Distance de travail :	300 mm
Grossissement :	fixe de 5x ou de 10x selon le tube ou avec changeur de grossissement à 3 échelons, selon le tube : 3x, 5x et 8x ou 6x, 10x et 16x
Filtre vert :	intercalable
Statif :	Raccord tubulaire pour chaise gynéco*
	Statif au sol mobile

*Pour les fixations du raccord tubulaire sur la chaise gynéco, s'adresser au fabricant de la chaise.

La caméra vidéo compacte **MediLive** combinée au colposcope E permet de documenter votre diagnostic et facilite l'information que vous donnez à la patiente.



Photographies: Prof. Hillemanns du C.H.U. service gynécologie de Fribourg (Allemagne)



Carl Zeiss
Geschäftsbereich
Medizinisch-Optische Geräte
D-73446 Oberkochen
Tél.: 0 73 64/20-37 66
20-42 84
Fax: 0 73 64/20-44 55

Votre interlocuteur :