



## OPMI LUMERA® 300

Fiche technique



We make it visible.

# OPMI LUMERA 300

## Caractéristiques techniques

	Basique	Standard	Avancé
<b>Optique</b>			
Plage de mise au point	48 mm	48 mm	48 mm
Objectif	f=200 mm	f=200 mm	f=200 mm
Oculaire	10x	10x	10x
Grossissement	Manuel 5 étapes changeur de grossissement	Zoom motorisé	Zoom motorisé
Tube binoculaire	45° inclinaison du tube f=170 mm	45° inclinaison du tube f=170 mm	180° tube pivotant f=170 mm
Optique apochromatique	●	●	●
Interface assistant intégré	○	●	●
<b>Eclairage</b>			
Eclairage BrightFlex	●	●	●
Source de lumière LED	●	●	●
Filtre	Accentuation des couleurs, ha-mode, blue-blocking		
<b>Operation</b>			
Panneau de commande au pied filaire	●	●	●
Plateau X-Y (gamme 61 x 61 mm)	○	○	●
Support de sol S200	Version cataracte	Version cataracte	Version cataracte/rétine
<b>Accessoires</b>			
Camera HD intégrée	○	○	○
Package assistant (Tube assistant, changeur de grossissement, 45° inclinaison du tube)	○	○	○
Package rétine (Tube assistant, changeur de grossissement, 110° inverter tube, système de visualisation du fond d'œil RESIGHT 500 starter set)	—	—	○
<b>Service</b>			
Package service OPTIME	○	○	○

○ Option ● Standard

Réf. : CZMF\_Com 06 15 011  
OPMI LUMERA 300 est une marque déposée de Carl Zeiss Meditec. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, n'hésitez pas à contacter nos représentants régionaux. Sous réserve de modifications de conception dues aux progrès techniques.  
© 2015 par Carl Zeiss Meditec France SAS. Tous droits réservés.



Carl Zeiss Meditec AG  
Goeschwitzer Strasse 51-52  
07745 Jena  
Allemagne

