



## **RESIGHT 500 & RESIGHT 700**

Fiche technique



We make it visible.

# RESIGHT® 500 & RESIGHT® 700

## Caractéristiques techniques

### RESIGHT 500 & RESIGHT 700

Caractéristiques mécaniques	Plage de focalisation avec support de loupe LH175 : 31 mm (position de l'image intermédiaire) Plage de focalisation avec support de loupe LH200 38 cm (position de l'image intermédiaire)
Bague d'objectif	du porte-objectif : 0° – 360° (par pas de 90°)
Bague d'angle de rotation	porte-objectif : 0° – 360° (par pas de 30°)
Loupes disponibles	Loupe maculaire : 60 D Loupe grand champ : 128 D
Poids	RESIGHT 500 : 0,45 kg / RESIGHT 700 : 0,50 kg
Distance de sécurité	110 mm au minimum
Adaptation sur microscope	avec adaptateur VISULUX de ZEISS : 0,081 kg sans adaptateur VISULUX de ZEISS : 0,033 kg
Mise au point	RESIGHT 500 : manuel / RESIGHT 700 : électrique
Dimensions (L x l x h)	138 x 128 x 198 mm (en dehors de la trajectoire du faisceau) / 200 x 128 x 198 mm (dans la trajectoire du faisceau)



Réf : CZMF\_Com 10 16\_001