

ZEISS CT LUCIA 202

Caractéristiques techniques



Seeing beyond



CT LUCIA® 202

Conception optique	Monofocale, sphérique
Matériau	Acrylique hydrophobe
Diamètre optique	6,0 mm
Diamètre total	13,0 mm
Angulation des haptiques	5°
Conception de la lentille	3-pièces
Taille de l'incision	2,8 mm
Constante A fabricant proposée ¹	118,2
Plage dioptrique	De +4,0 à +34,0 D par incréments de 0,5 D
ACD ²	5,1
Nombre d'Abbe	50
Implantation	Sac capsulaire
Kit injecteur /cartouche ²	Injecteur OD655 DUALTEC™ couvrant la gamme dioptrique de +4,0 à +34,0 D

¹ Constantes A et ACD optimisées, consulter le site Web IOLCon : www.iolcon.org

² Consulter notre site Web pour connaître les dernières références mises à jour : www.zeiss.fr

CE 0297

CT LUCIA 202



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.fr/med

CZMF_Com_FT37_V00/1023 Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. CT LUCIA et DUALTEC sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2022. Tous droits réservés.