

**Programme de formation
CZ-IMT-APP-PRG076-B
Calypso Opérateurs**



Tarifs : A partir de 1450€

19/07/2024

Pré requis :	La formation :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connaissances de base concernant l'utilisation d'un ordinateur type PC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calypso Opérateurs ▪ Durée : 2 jours soit 14 heures
Public visé :	Objectifs :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opérateurs de production 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Être capable de mettre en route la machine ▪ Être capable de démarrer l'exécution automatique d'une mesure de pièce préalablement programmée par un programmeur ▪ Être capable de calibrer les palpeurs
Moyens pédagogiques :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Machine(s) à mesurer tridimensionnelle ▪ Ordinateurs équipés du logiciel Calypso ▪ Série d'exercices ▪ Questionnaires QCM ▪ Pièce type ▪ Plan de contrôle et interface homme machine type ▪ Support de cours ▪ Manuel d'utilisation du logiciel ▪ Ecran de projection vidéo 	



CZ-IMT-APP-PRG076-B	Programme formation Carl ZEISS SAS	Page 1 sur 2
<p>Carl Zeiss SAS – 15, avenue Edouard Belin - 92500 Rueil Malmaison Tel. 01.34.80.20.00 SAS au capital de 5.800.000 € – R.C.S Versailles 719 801 664 SIRET 719 801 664 00173 – APE 4669B – TVA FR 25 719 801 664 N° déclaration d'activité :11 78 01932 78 N° certificat QUALIOP1 : FR068759-1</p>		



Programme

Manipulation de la Machine

- Mise en route de la machine et de l'ordinateur
- Précautions d'utilisation
- Description du pupitre de joystick et du tableau de commande
- Entretien de la machine

Manipulation de l'ordinateur

- Mise en route de l'ordinateur
- Démarrage de Calypso
- Description de l'écran principal de Calypso
- Description de l'interface opérateur Autorun
- Sélection d'un programme à exécuter
- Lecture et analyse d'un rapport de contrôle
- Vérification et calibration des palpeurs tactiles
- Vérification et calibration des palpeurs optiques (si machine équipée)
- Mesure de la position d'une pièce à partir d'un déroulé opératoire existant

Sanction / Validation

- Modalités d'évaluation : Mise en situation et série d'exercices
- Feuilles de présence, attestation de présence signée
- Remise d'un certificat de stage
- Validation avec certificat ZEISS

CZ-IMT-APP-PRG076-B	Programme formation Carl ZEISS SAS	Page 2 sur 2
<p>Carl Zeiss SAS – 15, avenue Edouard Belin - 92500 Rueil Malmaison Tel. 01.34.80.20.00 SAS au capital de 5.800.000 € – R.C.S Versailles 719 801 664 SIRET 719 801 664 00173 – APE 4669B – TVA FR 25 719 801 664 N° déclaration d'activité : 11 78 01932 78 N° certificat QUALIOP1 : FR068759-1</p>		