

## Verres progressifs ZEISS Precision Pure

Vision nette avec une performance accrue pour les outils numériques.

L'une des principales tendances dans le monde actuel réside dans l'utilisation accrue d'outils numériques. L'usage d'ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes fait dorénavant partie de nos vies professionnelles et personnelles.

### Les yeux de l'homme doivent faire face à des difficultés jamais rencontrées auparavant.

La distance de lecture lors de l'utilisation d'outils numériques est plus courte que pour consulter un livre ou tout autre support imprimé. Les mouvements des yeux sont rapides et dynamiques d'un plan rapproché à un plan éloigné et inversement, tout au long de la journée. Il convient d'en tenir compte pour éviter de forcer sur les yeux, de les fatiguer et d'adopter une posture non naturelle de la tête et du corps.

Les verres progressifs ZEISS Precision Pure satisfont les exigences visuelles des utilisateurs d'outils numériques.



## Verres progressifs ZEISS Precision Pure.

Optimisés pour les yeux

numériques dans notre vie au quotidien. Elle assure une vision nette, sans fatigue, pour utiliser des outils numériques et une bonne vision dynamique avec une accommodation rapide à différentes distances.

## Les avantages pour le porteur


- ✓ Vision nette, sans fatigue, garantie aux personnes de plus de 40 ans pour utiliser des supports imprimés et des outils numériques
- ✓ Accommodation rapide et bonne vision dynamique durant toute la journée, même pour relever les défis du monde actuel
- ✓ Verres de lunettes fins et légers



\* Source : Étude de marché externe auprès de 400 consommateurs en Allemagne et aux États-Unis (2014)


\*\* Source : Essai interne de 48 participants (2014)

\*\*\* Source : Essai de porteur interne avec 52 participants (2014)



### Verres progressifs optimisés pour la lecture classique :


zone de vision de près et décentrement ajustés pour la distance de lecture sur supports imprimés.



### Verres progressifs non optimisés pour la lecture sur des outils numériques :

zone de vision de près non compatible avec la distance de lecture plus courte requise par des outils numériques. Il en découle une posture non naturelle de la tête et du corps, indispensable pour rapprocher les outils numériques dans la zone de vision de près, claire et nette.

**Les verres progressifs ZEISS Precision Pure répondent à ce nouveau défi en garantissant une vision améliorée pour l'univers numérique**



**Verres progressifs équipés de Digital Inside® Technology, optimisés pour le comportement lié à la lecture classique et sur supports numériques :**

la zone de vision de près est étendue à la verticale et à l'horizontale pour couvrir les deux distances de lecture nécessaires à la consultation de supports imprimés classiques et d'outils numériques. Il en résulte une posture naturelle et détendue de la tête et du corps.

## Disponibilité du produit

	Clair/teinté	PhotoFusion	Polarisant
<b>Organique 1.74</b>	■ (clair uniquement)		
<b>Organique 1.67</b>	■	■	■
<b>Organique 1.6</b>	■	■	■
<b>Polycarbonate 1.59</b>	■		
<b>Trivex 1.53</b>	■		■
<b>Organique 1.5</b>	■	■	■

	Hauteur de montage minimale
<b>Standard</b>	18 mm
<b>Court</b>	14 mm

\*Vous trouverez des informations détaillées dans votre catalogue ZEISS.

ZEISS est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres de lunettes et s'engage à offrir un maximum de précision et de confort. ZEISS conçoit et produit des verres, des instruments et des services innovants, pour améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

**Contactez-nous pour commencer**  
Service à la clientèle ZEISS

[+33 820 01 35 35](tel:+3382013535)  
[Adresse électronique](#)



#### Explorer

Comprendre la vision  
Santé + prévention  
Style de vie + mode  
Conduite + mobilité  
Sport + loisirs  
Vie professionnelle

#### M'aider à choisir

Lunettes de lecture + lunettes pour la vision de loin  
Verres progressifs  
Lunettes de soleil  
Lunettes de travail  
Lunettes de sport  
Lunettes pour enfants  
Traitements des verres  
Lentilles de contact  
Nettoyer ses verres de lunettes  
Chez l'opticien

#### Services

Mon Profil Visuel  
Dépistage des troubles visuels en ligne  
Accéder à votre e.certificat

#### Pour les professionnels de la vue

Instruments + technologies  
Verres de lunettes ZEISS  
Solutions de nettoyage ZEISS  
PartnerNet  
VisuStore

