


ZEISS unifocal Superb

Élargissez votre vision

Au-delà des limites de l'asphérique. Au-delà des limites de l'atorique standard. Les verres unifocaux ZEISS Superb pour une vision optimisée. La technologie avancée Freeform offre une plus grande précision par rapport à des verres de lunettes unifocaux conventionnels, ce qui se traduit par une vision nette et claire sur toute la surface du verre.

[Conception](#)
[Avantages](#)
[Détails](#)
[Disponibilité du produit](#)
[Contactez-nous](#)


Optimisation point par point sur l'intégralité du verre pour une vision améliorée.

Les verres unifocaux ZEISS Superb sont conçus pour la correction de chaque client, y compris : sphère, cylindre, axe, prisme et base du prisme. L'optimisation point par point appliquée sur l'intégralité du verre permet de rendre les verres unifocaux encore plus confortables.

Les avantages pour le porteur de lunettes

- ✓ Clarté optimisée et vision nette
- ✓ Des verres plus fins et plus plats pour être plus esthétique.
- ✓ Une meilleure vision de nuit ou en condition de luminosité réduite (si la technologie > [i.Scription®](#) est ajoutée)

Verres unifocaux ZEISS Superb en résumé

- ✓ Utilisation de la technologie avancée Freeform ZEISS.
- ✓ L'optimisation point par point de la surface du verre permet une réduction des erreurs de puissance sur la périphérie du verre et offre des images optiques précises.
- ✓ Optimisés pour chaque prescription : sphère, cylindre, axe, prisme et base du prisme.
- ✓ Disponible avec la technologie > [i.Scription®](#).

Disponibilité du produit

	Clair/teinté	PhotoFusion	Polarisant
Organique 1.74	■ (clair uniquement)		
Organique 1.67	■	■	■
Organique 1.6	■	■	■
Polycarbonate 1.59	■		
Trivex 1.53	■		■
Organique 1.5	■	■	■

ZEISS est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres de lunettes et s'engage à offrir un maximum de précision et de confort. ZEISS conçoit et produit des verres, des instruments et des services innovants, pour améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS

[+33 820 01 35 35](#)

[Adresse électronique](#)





Explorer

Comprendre la vision
Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

M'aider à choisir

Lunettes de lecture + lunettes pour la vision de loin
Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

Services

Mon Profil Visuel
Dépistage des troubles visuels en ligne
Accéder à votre e.certificat

Pour les professionnels de la vue

Instruments + technologies
Verres de lunettes ZEISS
Solutions de nettoyage ZEISS
PartnerNet
VisuStore